

人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 专用培养基产品说明书

基本信息

货号	规格	有效期	形态	储存条件	运输条件
CXH00483 -C	125ml/500ml	3 个月	液体	2-8°C 避光保存	冰袋冷藏运输

产品简介

人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 专用培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 最佳的生长状态。本产品中已包含人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 的体外培养。

培养基成分	McCoys 5a+10% FBS+1% P/S
产品浓度	1 ×
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞形态	正常
细胞生长实验	合格
内毒素含量 (EU/ml)	≤3

注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。