

## 小鼠肾髓质细胞 mIMCD-3 专用培养基产品说明书

### 基本信息

| 货号             | 规格          | 有效期  | 形态 | 储存条件       | 运输条件   |
|----------------|-------------|------|----|------------|--------|
| CXM0068<br>1-C | 125ml/500ml | 3 个月 | 液体 | 2-8°C 避光保存 | 冰袋冷藏运输 |

### 产品简介

小鼠肾髓质细胞 mIMCD-3 专用培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持小鼠肾髓质细胞 mIMCD-3 最佳的生长状态。本产品中已包含小鼠肾髓质细胞 mIMCD-3 生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于小鼠肾髓质细胞 mIMCD-3 的体外培养。

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 培养基成分         | DMEM/F12+10%FBS+1%P/S |
| 产品浓度          | 1 ×                   |
| 细菌检测          | 阴性                    |
| 真菌检测          | 阴性                    |
| 支原体检测         | 阴性                    |
| 细胞形态          | 正常                    |
| 细胞生长实验        | 合格                    |
| 内毒素含量 (EU/ml) | ≤3                    |

### 注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。