

产品名称: Pre-stained Protein Ladder (10-250kDa)

产品货号: RA10071

产品概述

Pre-stained Protein Ladder (10-250kDa) 是一款宽范围三色预染蛋白分子量标准, 覆盖 10 kDa 至 250 kDa, 包含 10 种高度纯化的重组蛋白质。70 kDa 为橙红色参考带, 10 kDa 为绿色参考带, 其余条带为蓝色。本产品特别适合大分子量蛋白的 SDS-PAGE 和 Western Blot 分析, 无需任何预处理即可直接上样, 转膜后预染条带依然清晰, 是蛋白研究的理想选择。

产品规格

产品名称	保存条件	规格 1	规格 2
Pre-stained Protein Ladder (10-250kDa)	-20°C	250μL	250μL×4

本品保存于-20°C, 有效期 3 年; 在 4°C可放置 2 个月。

产品优势

即用型: 无需煮沸稀释或加入还原剂, 直接上样;

高纯度: 重组蛋白, 无杂带干扰, 背景干净, 不含 His 标签;

高稳定性: -20°C 可保存 36 个月, 室温运输稳定。

使用说明

- 1、从-20°C取出本品, 置于 4°C或室温解冻后轻柔混匀, 不可煮沸;
- 2、吸取 3-5μL 至凝胶加样孔, 可根据凝胶性质和实验习惯适当调整上样量;
- 3、未使用的 Marker 保存于-20°C, 在 4°C可放置 2 个月。

4-20% Tris-Glycine 4-20% Bis-Tris

250		185
130		115
100		80
70		65
55		50
40		40
35		30
25		25
15		15
10		10

产品名称: Pre-stained Protein Ladder (10-250kDa)

产品货号: RA10071

注意事项

- 1、本品含上样缓冲液，不可加热煮沸；
- 2、为降低 Marker 降解及污染风险，建议分装后保存于-20℃；
- 3、本品仅限科研使用。