

产品名称：MOPS 电泳缓冲液颗粒

产品货号：RA10025

产品概述

本产品为白色颗粒，主要成分有 Tris、MOPS、EDTA 和 SDS，每袋颗粒可配制 500ml 电泳缓冲工作液。

产品规格

产品名称	保存条件	规格 1
MOPS 电泳缓冲液颗粒	RT	500mL×20

本产品保存于常温，有效期 3 年。

使用说明

- 1、取 500ml 去离子水倒入烧杯中；
- 2、将 1 袋电泳缓冲液颗粒加入去离子水中溶解，即为电泳工作液。

注意事项

- 1、本品仅限科研使用。