

产品名称: Phospho-Annexin I (Tyr21) Rabbit Polyclonal Antibody

产品货号: APRab04232

产品概述 (Summary)

描述(Description)	Rabbit polyclonal Antibody
宿主(Host)	Rabbit
应用(Application)	WB,ELISA
种属反应(Reactivity)	Human,Rat,Mouse
偶联物(Conjugation)	Unconjugated
修饰(Modification)	Phosphorylated
同种型(Isotype)	IgG
克隆(Clonality)	Polyclonal
剂型(Form)	Liquid
保存条件(Storage)	Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
储存溶液(Buffer)	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% protective protein and 0.02% New type preservative N.
纯化 (Purification)	Affinity purification

产品应用(Application)

稀释比(Dilution Ratio) WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000

分子量(Molecular Weight)

抗原信息(Antigen Information)

基因名(Gene Name)	ANXA1
别名(Alternative Names)	ANXA1; ANX1; LPC1; Annexin A1; Annexin I; Annexin-1; Calpactin II; Calpactin-2; Chromobindin-9; Lipocortin I; Phospholipase A2 inhibitory protein; p35
基因 ID(Gene ID)	301.0
SwissProt ID	P04083
免疫原(Immunogen)	Synthesized phospho-peptide around the phosphorylation site of human Annexin I (phospho Tyr21)

研究背景 (Background)

This gene encodes a membrane-localized protein that binds phospholipids. This protein inhibits phospholipase A2 and has

anti-inflammatory activity. Loss of function or expression of this gene has been detected in multiple tumors. [provided by RefSeq, Dec 2014],domain:A pair of annexin repeats may form one binding site for calcium and phospholipid.,function:Calcium/phospholipid-binding protein which promotes membrane fusion and is involved in exocytosis. This protein regulates phospholipase A2 activity. It seems to bind from two to four calcium ions with high affinity.,PTM:Phosphorylated by protein kinase C, epidermal growth factor receptor/kinase and TRPM7. Phosphorylation results in loss of the inhibitory activity.,similarity:Belongs to the annexin family.,similarity:Contains 1 annexin repeat.,similarity:Contains 2 annexin repeats.,similarity:Contains 4 annexin repeats.,subcellular location:Found in the cilium, nucleus and basolateral cell membrane of ciliated cells in the tracheal endothelium (By similarity). Found in the cytoplasm of type II pneumocytes and alveolar macrophages.,subunit:Homodimer in placenta (20%); linked by transglutamylation. Interacts with DYSF.,


研究领域 (Research Area)

Signal Transduction

注意事项 (Note)

For research use only.

图片 (Image Data)



Western Blot analysis of extracts from NIH-3T3 cells, using Phospho-Annexin I (Y21) Polyclonal Antibody.

EnkiLife 优势产品推荐

产品类别	产品货号	产品名称
WB 解决方案	RA10020	2h 极速 WB 即用型全流程试剂盒
	RA10021	4h 快速 WB 即用型全流程试剂盒
	RA10042	5h 畅享版 WB 全流程试剂盒
	RA10037	校准级彩色预染蛋白 Marker (8-180kDa)
	RA10038	校准级彩色预染蛋白 Marker (10-250kDa)
	RA10039	校准级高分子彩色预染蛋白 Marker (25-400kDa)
TSA 多重荧光染色试剂盒	RA10008	TSA 双标三色多重荧光染色试剂盒 (mIHC)
	RA10009	TSA 三标四色多重荧光染色试剂盒 (mIHC)
	RA10010	TSA 四标五色多重荧光染色试剂盒 (mIHC)
	RA10011	TSA 五标六色多重荧光染色试剂盒 (mIHC)
	RA10012	TSA 六标七色多重荧光染色试剂盒 (mIHC)
IHC 检测试剂盒	RA10006	HRP Anti-Mouse/Rabbit IHC Detection System
	RA10007	Polymer-HRP Anti-Mouse/Rabbit IHC Detection System
抗体标记试剂盒	RE80004p	辣根过氧化物酶(HRP)抗体标记试剂盒
	RE80002q	Sulfo-NHS-生物素标记试剂盒
	RE80007p	Cy3 荧光素标记试剂盒
	RE80011p	Fluor488 荧光素标记试剂盒
	RE80017p	Fluor750 荧光素标记试剂盒
	RE80005p	藻红蛋白(R-PE) 抗体快速标记试剂盒
	RE80040	PE-Cy7 串联染料抗体快速标记试剂盒
稳转细胞系构建服务 (免费赠送全膜 WB 验证)	TS-0001	过表达稳转细胞系构建
	TS-0002	敲低稳转细胞系构建
	TS-0003	敲除细胞系构建

限于篇幅，更多产品详见官网：<https://www.enkilife.cn>