

产品名称：DASPEI 线粒体荧光探针

产品货号：RA20024

基本信息

中文名称	DASPEI 线粒体荧光探针
英文名称	DASPEI
产品规格	100mg
存储条件	4℃，避光保存
运输条件	低温
有效期	12 个月
激发/发射波长	461/589nm

产品介绍

DASPEI 是一种苯乙烯基红色荧光染料，可以染色活细胞的线粒体。

外观：可溶于 DMSO 的红色固体

CAS 号：3785-01-1

分子式：C₁₇H₂₁IN₂

分子量：380.3

注意事项

1. 荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
2. 为避免反复冻融，可对本产品进行小量分装。

备注：该试剂仅供科研使用！