

产品名称: 4-Di-1-ASP 线粒体荧光探针

产品货号: RA20025

基本信息

中文名称	4-Di-1-ASP 线粒体荧光探针
英文名称	4-Di-1-ASP
产品规格	200mg
存储条件	-20°C, 避光保存
运输条件	低温
有效期	12 个月
激发/发射波长	474/606nm

产品介绍

4-Di-1-ASP 是苯乙烯基染料, 用于染色活细胞线粒体。它也被用于染色神经胶质瘤细胞、活体大脑组织等。

外观: 可溶于 DMSO 或 DMF 的红色固体

CAS 号: 68971-03-9

分子式: C₁₆H₁₉IN₂

分子量: 366.2

注意事项

1. 荧光染料均存在淬灭问题, 请尽量注意避光, 以减缓荧光淬灭。
2. 为避免反复冻融, 可对本产品进行小量分装。

备注: 该试剂仅供科研使用!