

小鼠肺上皮细胞 MLE-12 专用培养基产品说明书

基本信息

货号	规格	有效期	形态	储存条件	运输条件
CXM0028 2-C	125ml/500ml	3 个月	液体	2-8℃ 避光保存	冰袋冷藏运输

产品简介

小鼠肺上皮细胞 MLE-12 专用培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持小鼠肺上皮细胞 MLE-12 最佳的生长状态。本产品中已包含小鼠肺上皮细胞 MLE-12 生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于小鼠肺上皮细胞 MLE-12 的体外培养。

培养基成分	DMEM/F12 基础培养基 94%+优质胎牛血清 x0 2% +GlutaMAX-1 谷氨酰胺 1%+HEPES 1M Buffer solutionx0 1%+P/S 青霉素-链霉素 1%+ITS 胰岛素+转铁蛋白+硒 1%+氢化可的松 10nM+雌二醇 10nM
产品浓度	1 ×
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞形态	正常
细胞生长实验	合格
内毒素含量 (EU/ml)	≤3

注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。