

## 果蝇胚胎细胞 S2 专用培养基产品说明书

### 基本信息

| 货号             | 规格          | 有效期  | 形态 | 储存条件       | 运输条件   |
|----------------|-------------|------|----|------------|--------|
| CXX00360<br>-C | 125ml/500ml | 3 个月 | 液体 | 2-8°C 避光保存 | 冰袋冷藏运输 |

### 产品简介

果蝇胚胎细胞 S2 专用培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持果蝇胚胎细胞 S2 最佳的生长状态。本产品中已包含果蝇胚胎细胞 S2 生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于果蝇胚胎细胞 S2 的体外培养。

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 培养基成分         | Schneider ' s + 10%FBS(灭活) |
| 细菌检测          | 阴性                         |
| 真菌检测          | 阴性                         |
| 支原体检测         | 阴性                         |
| 细胞形态          | 正常                         |
| 细胞生长实验        | 合格                         |
| 内毒素含量 (EU/ml) | ≤3                         |

### 注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。