

小鼠腹腔主动脉外膜成纤维细胞完全培养基产品说明书

基本信息

货号	规格	有效期	形态	储存条件	运输条件
CYM1452-C	100ml/500ml	3 个月	液体	2-8℃ 避光保存	冰袋冷藏运输

产品简介

小鼠腹腔主动脉外膜成纤维细胞完全培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持小鼠腹腔主动脉外膜成纤维细胞最佳的生长状态。本产品中已包含小鼠腹腔主动脉外膜成纤维细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于小鼠腹腔主动脉外膜成纤维细胞的体外培养。

培养基成分	
产品浓度	1 ×
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞形态	正常
细胞生长实验	合格
内毒素含量 (EU/ml)	≤3

注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。