

大鼠主动脉平滑肌细胞完全培养基产品说明书

基本信息

| 货号 | 规格 | 有效期 | 形态 | 储存条件 | 运输条件 |
|-----------|-------------|-----|----|------------|--------|
| CYR0017-C | 125ml/500ml | 3个月 | 液体 | 2-8°C 避光保存 | 冰袋冷藏运输 |

产品简介

大鼠主动脉平滑肌细胞完全培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持大鼠主动脉平滑肌细胞最佳的生长状态。本产品中已包含大鼠主动脉平滑肌细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于大鼠主动脉平滑肌细胞的体外培养。

| | |
|---------------|-------|
| 培养基成分 | 专用培养基 |
| 产品浓度 | 1× |
| 细菌检测 | 阴性 |
| 真菌检测 | 阴性 |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞形态 | 正常 |
| 细胞生长实验 | 合格 |
| 内毒素含量 (EU/ml) | ≤3 |

注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。