

大鼠骨髓树突状细胞(DC 细胞)完全培养基产品说明书

基本信息

货号	规格	有效期	形态	储存条件	运输条件
CYR0878-C	100ml/500ml	3 个月	液体	2-8℃ 避光保存	冰袋冷藏运输

产品简介

大鼠骨髓树突状细胞(DC 细胞)完全培养基由我司技术团队精心优化, 经过长期测试, 本产品可保持大鼠骨髓树突状细胞(DC 细胞)最佳的生长状态。本产品中已包含大鼠骨髓树突状细胞(DC 细胞)生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于大鼠骨髓树突状细胞(DC 细胞)的体外培养。

培养基成分	专用培养基
产品浓度	1 ×
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞形态	正常
细胞生长实验	合格
内毒素含量 (EU/ml)	≤3

注意事项

- 1、本产品无需添加额外成分, 可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染。
- 2、为保持本产品的最佳使用效果, 不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 3、请在产品保质期内使用, 超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用, 不可应用于临床诊断和治疗等。