

产品名称: Transfection-Optimized MEM 转染试剂稀释液
产品货号: RC0239



Transfection-Optimized MEM 转染试剂稀释液

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RC0239	100mL	液体	2-8℃，避光	冷藏，冰袋运输	12 个月

产品简介

Transfection-Optimized MEM 转染试剂稀释液是以 MEM 培养基为基础，特别为细胞使用阳离子转染试剂转染所设计的专用减血清培养基。另外也可用于各种贴壁和悬浮细胞的低血清培养。通常使用该培养基可以降低 50%的血清用量。

Transfection-Optimized MEM 转染试剂稀释液内含胰岛素、转铁蛋白、可有效降低血清用量。Transfection-Optimized MEM 使用碳酸氢钠缓冲系统 (2.4 g/L)，因此需要 5–10% CO₂ 环境来维持生理 pH 值。本产品含酚红。

注意事项

本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。