

支原体预防试剂 (1000×)

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RCA0003	1ml	液体	-5~-20℃，避光	低温	12 个月（-20℃保存）

产品简介

本产品为支原体抑制剂，由 3 种抗生素组成，分别为喹诺酮类、四环素类和大环内酯类。本产品经过优化和调试，可有效干扰支原体的 DNA 复制和蛋白合成，从而预防细胞培养过程中支原体污染，且不会对细胞产生影响。同时，本产品对革兰氏阴性菌和阳性菌，也能起到抑制作用，亦可在日常细胞培养中替代双抗（Penicillin-Streptomycin）使用。

注意事项

- 1、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 2、已融化的产品建议及时使用，注意低温保存，不宜长时间放置于室温环境或 2-8℃长期保存
- 3、请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。