

产品名称: 抗体稀释液

产品货号: RA10002

产品概述

本产品抗体稀释液是一种专门用于稀释抗体的缓冲溶液，可应用于免疫组化、免疫荧光、Western Blot 实验中。其主要目的是在实验过程中保持抗体的活性、稳定性和特异性，同时优化抗体与抗原的结合条件，以提高实验的灵敏度和特异性。

产品信息

产品形态	液体
产品规格	50 mL、100 mL、500 mL
储存条件	2-8°C
运输条件	低温
有效期	12 个月

使用方法 (仅供参考)

- 根据实验要求，将抗体原液按照适当比例稀释于抗体稀释液中。
- 直接将工作液滴加在组织切片或实验样品上。

注意事项

- 为了保证实验效果，建议在使用前新鲜配制抗体工作液，避免长时间保存导致成分失效。
- 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。