

**产品名称：**抗体稀释液（病理级）

**产品货号：**RA10015

## 产品概述

我司研发的病理级抗体稀释液，是一种专门用于稀释病理级抗体的缓冲溶液，可应用于免疫组化、免疫荧光实验中。抗体稀释液中添加了抗体保护剂，可保持抗体的活性和稳定性，同时，减少非特异性结合，降低背景着色，提高实验的特异性和灵敏度。选择我们的病理实验专用抗体稀释液，让您的病理实验更加精准、高效，助力您的病理研究。

## 产品信息

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品形态 | 液体                  |
| 产品规格 | 50 mL、100 mL、500 mL |
| 储存条件 | 2-8℃                |
| 运输条件 | 低温                  |
| 有效期  | 12 个月               |

## 使用方法（仅供参考）

1. 根据实验要求，将抗体浓缩液按照适当比例稀释于抗体稀释液中。
2. 直接将工作液滴加在组织切片或实验样品上。

## 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
2. 抗体稀释液保存不当易导致蛋白的降解和活性丧失，请按照说明书中的储存条件存放。
3. 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。