

产品名称：苏木素染色液

产品货号：RA20080

产品概述

本产品苏木素染色液，是一种碱性染料，组织学中用于细胞核的染色。其染色基本原理在于，细胞核内的核酸带负电荷，呈酸性，容易与呈碱性、带正电荷的苏木素染料结合而被染色。苏木素浓度为 0.5%，染色后的细胞核呈鲜明的蓝色或蓝紫色。

产品信息

产品形态	液体
产品规格	50 mL、100 mL、500 mL
储存条件	RT
运输条件	常温
有效期	18 个月

使用方法（仅供参考）

1. 根据实验要求，直接将苏木素染色液滴加在组织切片或实验样品上，染色 3-5min。
2. 染色完成后自来水洗，再滴加苏木素分化液 2-5s，自来水洗，滴加返蓝液返蓝。（返蓝液选用碱性溶液，如：自来水、PBST 等）

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
2. 染液表面有少量氧化膜为正常现象，不影响染色结果。如果染液表面出现大量氧化膜，建议更换新的苏木素染液。
3. 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。