

基础型 ELISA 包被液, 5X

ELISA 包被液是一种专为酶联免疫吸附测定 (ELISA) 过程设计的专用缓冲溶液。它主要用于将抗原或抗体固定在 ELISA 板的孔中。

货号	RE10002
规格	100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
有效期	3 个月

使用方法：使用 EnkiLife 基础型 ELISA 包被液，将待包被抗原或抗体稀释至合适的浓度。在 ELISA 酶标板的每个反应孔中，加入合适体积的（根据实验体系决定）稀释后的溶液，2-8°C 包被过夜或者 37°C 孵育 2 小时。

相关产品

产品名称	货号
基础型 ELISA 封闭液	RE20001
基础型 ELISA 稀释液	RE30001
基础型 ELISA 洗涤液, 25X	RE50001
高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂	RE40008
高性能 TMB 显色液	RE60001
TMB 反应终止液	RE70001