

基础型 ELISA 稀释液

ELISA 稀释液是一种专为酶联免疫吸附测定 (ELISA) 过程设计的缓冲溶液，用于稀释试剂，如抗原、样本、抗体和酶标记抗体等。

货号	RE30001
规格	100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
pH (19.0–21.0°C)	7.3 ± 0.2
有效期	6 个月

使用方法：使用本品将标准品/样本稀释至所需浓度进行 ELISA 实验；或将浓缩生物素化抗体/Streptavidin-HRP 稀释至 1×工作液进行 ELISA 实验。

注：本品不适用于-20°C 稳定保存。

相关产品

产品名称	货号
基础型 ELISA 包被液, 1X	RE10001
基础型 ELISA 封闭液	RE20001
基础型 ELISA 洗涤液, 25X	RE50001
高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂	RE40008
高性能 TMB 显色液	RE60001
TMB 反应终止液	RE70001