

基础型生物素标记抗体稳定剂

本品为即用型工作液，可用于保护生物素标记抗体低浓度条件下免受降解、聚集和失活，简化了预稀释的步骤，避免直接取用原液而带来的操作误差及浪费。

货号	RE40004
规格	30 mL / 100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
pH (19.0–21.0°C)	7.3 ± 0.2
有效期	6 个月

使用方法：加入适量体积的保护剂至标记后的生物素化抗体中，使保护剂体积占溶液的 90%以上，保存混合液。使用本品可使浓缩生物素化抗体在 2-8°C 稳定保存 6 个月。

注：本品不适用于-20°C 稳定保存。

相关产品

产品名称	货号
基础型 ELISA 包被液, 1X	RE10001
基础型 ELISA 封闭液	RE20001
基础型 ELISA 稀释液	RE30001
基础型 ELISA 洗涤液, 25X	RE50001
高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂	RE40008
高性能 TMB 显色液	RE60001
TMB 反应终止液	RE70001