

高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂

Streptavidin-HRP 稳定剂是一种专为酶联免疫吸附测定 (ELISA) 过程设计的保护剂，用于保护 Streptavidin-HRP 稳定性和活性。

货号	RE40008
规格	30 mL / 100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
pH (19.0–21.0°C)	7.3 ± 0.2
有效期	6 个月

使用方法：加入适量体积的保护剂至的 Streptavidin-HRP 中，使保护剂体积占溶液的 90%以上，保存混合液。使用本品可使浓缩 Streptavidin-HRP 在 2-8°C 稳定保存 6 个月。

注：本品不适用于-20°C 稳定保存。

相关产品

产品名称	货号
基础型 ELISA 包被液, 1X	RE10001
基础型 ELISA 封闭液	RE20001
基础型 ELISA 稀释液	RE30001
基础型 ELISA 洗涤液, 25X	RE50001
高性能 TMB 显色液	RE60001
基础型 TMB 反应终止液	RE70001