

基础型 ELISA 洗涤液, 25X

ELISA 洗液是酶联免疫吸附测定 (ELISA) 过程中不可或缺的试剂。它被用于在测定过程中去除未结合的抗原、抗体、酶标记物或其他分子，以减少非特异性结合和背景噪音。

货号	RE50001
规格	100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
pH (19.0–21.0°C)	7.3 ± 0.2
有效期	12 个月

使用方法:

- **使用前准备:** 用去离子水将本产品稀释 25 倍即为 1X ELISA 洗涤工作液。
- **使用:** 吸去或甩尽酶标板孔内液体，每孔加洗涤液约 350μL，浸泡 1-2 分钟，吸去或甩尽酶标板内的液体，在厚的吸水纸上拍干，重复 2-5 次。

注: 本品不适用于-20°C 稳定保存。

相关产品

产品名称	货号
基础型 ELISA 包被液, 1X	RE10001
基础型 ELISA 封闭液	RE20001
基础型 ELISA 稀释液	RE30001
高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂	RE40008
高性能 TMB 显色液	RE60001
TMB 反应终止液	RE70001