

高性能 TMB 显色液

EnKiLife 高性能 TMB 显色液是一种高效、稳定的显色底物，专为辣根过氧化物酶（HRP）设计。TMB（3,3',5,5'-四甲基联苯胺）在 HRP 的催化下产生鲜明的蓝色，常用于酶联免疫吸附测定实验。

货号	RE60001
规格	100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
有效期	24 个月

使用方法：

- 每孔加入 100 μL TMB 溶液，根据反应体系孵育 5-30 分钟。
- 每孔加入 50 μL 反应终止液。
- 检测波长 450 nm。

注：本品不适用于-20℃ 稳定保存。

相关产品

产品名称	货号
高性能 ELISA 包被液, 1X	RE10003
高性能 ELISA 封闭液	RE20002
基础型 ELISA 稀释液	RE30001
高性能 ELISA 洗涤液, 25X	RE50002
高性能蛋白冻干保护剂	RE40002
高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂	RE40008
TMB 反应终止液	RE70001