

TMB 反应终止液

ELISA 终止液是用于酶联免疫吸附测定 (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, 简称 ELISA) 实验中的一种化学试剂。它通过降低 pH 值, 使由辣根过氧化物酶 (HRP) 催化产生的蓝色化合物进一步反应生成黄色化合物, 并终止酶的活性, 从而停止颜色的进一步发展。

货号	RE70001
规格	100 mL / 500 mL
存储温度	2-8 °C
有效期	12 个月

使用方法:

- 每孔加入 100 μ L TMB 溶液, 根据反应体系孵育 5-30 分钟。
- 每孔加入 50 μ L 反应终止液。
- 检测波长 450 nm。

相关产品

产品名称	货号
基础型 ELISA 包被液, 1X	RE10001
基础型 ELISA 封闭液	RE20001
基础型 ELISA 稀释液	RE30001
基础型 ELISA 洗涤液, 25X	RE50001
高性能 Streptavidin-HRP 稳定剂	RE40008
高性能 TMB 显色液	RE60001