

产品名称: Weigert 铁苏木素染色液

产品货号: RA20103

基本信息

中文名称	Weigert 铁苏木素染色液
英文名称	Weigert's Iron Hematoxylin Staining Solution
产品规格	2x 100 mL
存储条件	RT
运输条件	常温运输
有效期	12 个月

产品介绍

结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维：胶原纤维、网状纤维、弹力纤维，而胶原纤维（collagen fiber）是分布最广、含量最多的一种纤维。

Weigert 铁苏木素染色液是染色力较强的染色液，主要由苏木素和三氯化铁组成，临用前混合，多用于结缔组织的染色，如 masson 三色染色、Van Gieson 染色等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组分

组分	2x 100 mL
试剂(A): 苏木素染色液	100 mL
试剂(B): 三氯化铁溶液	100 mL
临用前，取 A、B 按 1:1 混合，即为 Weigert 铁苏木素染色液，不宜久置。	

实验步骤

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般 Weigert 铁苏木素染色液染色 1~5 min。

注意事项

1. 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。