

产品名称: 核固红染色液(0.2%)

产品货号: RA20120

基本信息

中文名称	核固红染色液(0.2%)
英文名称	Nuclear Fast Red Staining Solution,0.2%
产品规格	100 mL
存储条件	RT
运输条件	常温运输
有效期	12 个月

产品介绍

核固红 (Nuclear fast red) 又称细胞核坚牢红, 分子式为 $C_{14}H_8NNaO_7S$, 分子量为 357.27, CAS 号为 6409-77-42, 微红至深棕色粉末, 溶于乙醇和水。

EnkiLife 核固红染色液 (0.2%) 是由核固红、媒染剂等组成, 常用于细胞核的染色。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

实验步骤

1. 根据实验具体要求操作。
2. 取处理后的组织切片或细胞涂片, 滴染或浸染 5~10 min。

染色结果

细胞核呈不同程度的红色。

注意事项

1. 该染色液久置后可产生沉淀, 取上清或充分摇匀即可使用, 如色素颗粒对染色有影响时, 可采用 4000 g 离心 10 分钟或过滤后使用。
2. 由于具体组织和细胞特性不同, 染色时间应有所调整。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。