

**产品名称:** PBS 缓冲液 (10x)

**产品货号:** PA10008

## 基本信息

中文名称	PBS 缓冲液 (10x)
英文名称	PBS Buffer (10x)
产品规格	500 mL
存储条件	RT
运输条件	常温运输
有效期	24 个月

## 产品介绍

PBS 缓冲液 (10x), 即 10 倍浓缩的磷酸盐缓冲液, 是生物学、生物化学研究中使用较广泛的一种平衡盐溶液, 稀释 10 倍后得到 1×PBS 磷酸盐缓冲液, 可用于 IHC、IF、WB 等实验。

本产品经 0.1  $\mu\text{m}$  过滤除菌。

## 工作液配制

取 100 mL 10× 浓缩液 (本产品), 加入 900 mL 蒸馏水, 混匀即可得到 pH 为 7.3-7.5 的含 0.01 M 磷酸盐的 1×PBS 溶液。

## 注意事项

1. 本产品为 10 倍浓度的 PBS, 请根据需要稀释后使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限于科研, 不得用于临床诊断或治疗。