

产品名称: PBST 缓冲液 (10x)

产品货号: PA10009

基本信息

中文名称	PBST 缓冲液 (10x)
英文名称	PBST Buffer (10x)
产品规格	500 mL
存储条件	RT
运输条件	常温运输
有效期	12 个月

产品介绍

本产品 10×PBST 缓冲液，专为 IHC、IF、WB 等高灵敏实验设计。与 PBS 相比，可高效去除非特异结合抗体，显著降低背景信号。

工作液配制

取 10 mL 10× 浓缩液（本产品），加入 90 mL 蒸馏水，混匀即可。

注意事项

1. 本产品非无菌生产。
2. 开瓶后建议尽快使用，也可 4 度保存。
3. 本产品不含钾离子。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗。