

产品名称: TBS 缓冲液 (10x)

产品货号: PA10010

基本信息

中文名称	TBS 缓冲液 (10x)
英文名称	TBS Buffer (10x)
产品规格	500 mL
存储条件	RT
运输条件	常温运输
有效期	12 个月

产品介绍

Tris Buffered Saline (TBS) 缓冲液, 可用于 免疫组化 (IHC)、免疫荧光 (IF)、原位杂交 (ISH)、ELISA、Western Blot (WB) 等相关免疫实验过程中的漂洗以及封闭液配制等。本产品为 10 x 浓缩液, 需稀释 10 倍后使用。

工作液配制

取 100 mL 10x 浓缩液 (本产品), 加入 900 mL 蒸馏水, 混匀即可得到 1xTBS 工作液。

注意事项

1. 本产品非无菌生产。
2. 本产品稀释成 1x工作液后, 建议 2~8°C保存, 并在一周内使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本产品仅限于科研, 不得用于临床诊断或治疗。